

# Seziertisch mit Luftabsaugung

Der Seziertisch steht auf einer Mittelsäule und ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Über eine 3-teilige, herausnehmbare, perforierte Auflagefläche werden alle gesundheitsschädlichen Gerüche sicher nach unten abgesaugt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufendem Rand sowie Gefälle zum Restesieb ausgestattet. Der Tisch ist über eine eingebaute Elektro-Hubmechanik stufenlos höhenverstellbar.

## Technische Daten:

### Höhenverstellbare Ausführung:

Höhenverstellbar: 750 bis 1000 mm

Tragfähigkeit: max. 200 kg

Eigengewicht: ca. 250 kg

Material: Edelstahl geschliffen

Maße (L/T/H): 2600 x 850 x 750

### Feststehende Ausführung:

Tragfähigkeit: max. 200 kg

Eigengewicht: ca. 250 kg

Material: Edelstahl geschliffen

Maße (L/T/H): 1000 mm 2600 x 850 x 850 mm



[Bild vergrößern](#)