

Autopsiesäge KSM 40

Oszillierende medizinische Hochleistungssäge für die Pathologie, Orthopädie und Chirurgie mit integrierter Absaugung und Feinstaubfiltereinheit. Der geräumige Einwegfilter (7 Liter) gewährleistet die leichte Handhabung des Vakuum-Filtersystems.

Die Autopsiesäge KSM 40 ist durch ihren Unterbau mit 4 Rädern und ihrer großzügigen Kabel- und Schlauchlänge flexibel einsetzbar.

Technische Daten:

Sägeeinheit:

Oszillationsgeschwindigkeit: 12.000 U/min

Geräusch: 37 dB

Gewicht: 1,4 kg

Vakuumeinheit:

Motorleistung: 750 W

Beutelinhalt: 7 l

Saugleistung: 32 l/s

Maße: 225 mm

Gewicht: 11,5 kg

Anschlusswerte: 230V oder 110V



[Bild vergrößern](#)