

# Objektträger-Glas-Eindeckautomat ACS 720



Bild vergrößern

## Vorteile und Produktmerkmale

- Schnellster Glas-Eindeckautomat am Markt - bis zu 600 Objektträger pro Stunde
- Kompatibel zu jedem handelsüblichen Färbeautomaten

## Produktdetails

Der **ACS 720** ist mit einem Durchsatz von ca. 600 Objektträgern pro Stunde der derzeit schnellste Glas-Eindeckautomat am Markt. Er garantiert ein schnelles Eindecken auf höchstem Qualitätsstandard. Mit seinen geringen Abmaßen von nur 630 x 670 x 640 mm benötigt der **ACS 720** nur wenig Aufstellfläche im Labor. In Kombination mit dem [TST 44](#) wird der Eindecker unmittelbar mit dem Färbeautomaten verbunden und liefert so volle Automatisierung. In Verwendung mit vorhandenen Färbeautomaten kann der **ACS 720** als Einzelplatzlösung mit Beladestation genutzt werden.

## Technische Daten

### Prozesszeit:

6 bis 11 Sek. pro Objektträger

### Eindeckmittelmenge:

30 - 150 µl

### Eindeckmittelbehälter:



500 ml Flasche mit Eindeckmittel

**Objektträger Größe:**

26 x 76 mm

**Objektträger Stärke:**

0,9 bis 1,2 mm

**Objektträger Kapazität:**

150 Stück, kontinuierlich

**Deckgläser Größe - Standard:**

24 x 50, 55, 60 mm

**Deckglas Stärke:**

0,12 bis 0,17 mm

**Kapazität Deckglasbehälter:**

ca. 300 Stück

**Maße (L / T / H):**

630 x 670 x 640 mm

**Gewicht:**

65 kg

**Anschlusswerte:**

100-240 V / 50/60 Hz / 400 VA

[Bild vergrößern](#)

[ACS 720 TST 44 C.pdf](#)



366 K

Ausführliche Produktinformationen zum Herunterladen