

Paraffin-Filtrierautomat PLC 18

- Bis zu 50% weniger Paraffinverbrauch



[Bild vergrößern](#)

Vorteile und Produktmerkmale

Der Paraffin-Filtrierautomat **PLC 18** ist zum Schmelzen, Filtrieren und Wiederaufbereiten von neuem und gebrauchtem Paraffin geeignet. Dieses platzsparende Gerät ist für das histologische Routinelabor unersetzbar. Es reduziert nicht nur das Paraffin-Lagervolumen um ein beträchtliches, sondern macht auch das umständliche und zeitraubende Einschmelzen des Paraffins überflüssig. Alte Blöcke können wieder eingeschmolzen werden.

Das so zurückgewonnene Paraffin kann unter Zusatz der gleichen Menge Frischparaffin wieder eingesetzt werden, ohne dass die Qualität beeinträchtigt wird.

Technische Daten

Filter-Standzeit:

ca. 3 - 6 Monate (je nach Nutzungsart und - umfang)

Arbeitsvolumen Paraffintank:

15 Liter

Maße gesamt (L / T / H):

390 x 590 x 550 mm

Temperaturbereich variabel:

+20° C bis +90° C

Gewicht:

19 kg

Anschlusswerte:

115-230 V / 50/60 Hz / 800 VA



[Strecken-Trocknen-Filtrieren.pdf](#)

475 K

Ausführliche Produktinformationen zum Herunterladen