

Autopsie-Säge KSM 40

Oszillierende medizinische Säge für die Pathologie, Orthopädie und Chirurgie mit integrierter Absaugung und Feinstaubfiltereinheit.

Die oszillierende Autopsie-Säge KSM 40 mit Vakuumabsaugung in der absolut wasserdichten Ausführung.

Eine Vielzahl herausragender Merkmale sprechen für dieses Hochleistungsgerät, das speziell für die wirkungsvolle und zugleich mühelose Verwendung im Rahmen von Autopsien entwickelt wurde. Überzeugen Sie sich selbst, welche Vorteile sich im täglichen Gebrauch ergeben:

- keine Staub- oder Spritzbelästigung durch Absaugung mit 3-facher Filtrierung bis $0,6 \mu$
- Schutz vor Infektionsgefahren durch praktisch 100%ige Reinhaltung der Luft
- leichte Handhabung des Vakuum-Filtersystems durch geräumigen Einwegfilter (7 Liter)
- hygienische Handhabung durch einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation ohne Abbau der Säge
- Schutz vor elektrischen Gefahren durch Niedervolttechnik und vollkommene Wasserdichtigkeit des Handstückes
- flexibler Einsatz durch Unterbau mit 4 Rädern und großzügige Kabel- und Schlauchlänge
- Schutz vor Verletzungsgefahren durch exaktes Ansetzen mit oszillierendem Sägesystem
- kein Vibrieren durch perfektes Gleichgewicht der Säge
- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten durch Verwendung unterschiedlicher Sägeblätter
- ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch geformtes Handstück und extrem leise Laufeigenschaften



Bild vergrößern

Die besonders zum Gebrauch in Krankenhäusern entworfene KSM 40 Knochensäge ist eine der ruhigsten orthopädischen Schneidemaschinen auf dem Markt und hat sich als sehr leistungsfähig für Orthopädie und Leichenöffnung erwiesen. Sie ist die einzige elektrische Schneidemaschine mit einem wasserdichten Griff, die ohne sie auseinanderzunehmen, eingetaucht und sterilisiert werden kann. Gefahrstoffe in der Luft werden an der Quelle durch SWORDFISHs optionales Vakuumsystem entfernt, das Teilchen bis zu 0.6 Mikron absorbiert. Das Absaugsystem ist so konzipiert, dass Bediener die Filterbeutel risikolos auswechseln können.

Entscheiden auch Sie sich für eine der Besten unter den medizinischen Sägen

Technische Daten für KSM 40:

Vakuumeinheit:

Motorleistung: 750 W

Beutelinhalt: 7 l

Saugleistung: 32 l/s

Maße:

Höhe inkl. Gestell: 760 mm

Durchmesser: 225 mm

Länge Ansaugschlauch: 1,5 m

Gewicht: 11,5 kg

Stromversorgung:

Eingangsspannung: 230V/50Hz/750 VA

Ausgangsspannung: 40V/DC (Handstück)

Länge Kabel: 3,5 m

Gewicht: 1,7 kg

Schutzklasse: IP 44 (Netzteil)

Sägeeinheit:

Oszillationsgeschwindigkeit: 12.000 x /min.

Geräusch: 37 dB (A)

Gewicht: 1,4 kg

Schutzklasse: IP 67 (Handstück)

[KSM.pdf](#)



760 K

Ausführliche Produktinformationen zum Herunterladen