

# TAZ 19

## Abzugtisch



- *Kompakte Universallösung für den sauberen Arbeitsplatz*
- *Optimale Unterflurabsaugung schützt die Gesundheit des Anwenders*
- *Mit Haube zur verbesserten Absaugung der Lösungsmitteldämpfe*

# TAZ 19

## Abzugstisch

Mobiler Sicherheitsarbeitsplatz zur Absaugung von Schadstoff-Emissionen (z.B. Lösungsmitteldämpfe) nach dem Unterflurverfahren. Ideale Arbeitsfelder für den TAZ 19 sind das Eindecken von Objektträgern, histologische und pathologische Präparation und das Ab- und Umfüllen von Lösungsmitteln. Eine stufenlose Einstellung der Absaugleistung ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweilige Laboranforderung.

### Der Abzugstisch TAZ 19 wird in drei verschiedenen Varianten angeboten:

1. mit Filtergehäuse und einem Paket Aktivkohle für Xylol
2. wie Variante 1, jedoch für Formalin geeignet
3. mit Anschluss für externe Absaugung

Optional kann eine Haube zur besseren Lösungsmittelabsaugung bestellt werden (s. Abb. unten links).

### Technische Daten:

Maße :

Gesamt (L/T/H):	485 x 620 x 405 mm
Grundfläche (L/T):	485 x 620 mm
Arbeitsfläche (L/T/H):	310 x 590 x 40 mm
Gewicht:	20 kg
Anschlusswerte:	115-230 V / 50/60 Hz / 160 VA

### TAZ 19.000 mit Haube

Verbesserte Absaugung von Lösungsmitteln



### TAZ 19.400 mit Anschluss für externe Absaugung

Gerät ohne Aktivkohlefilter und Filter zum Anschluss an bestehende Absauganlagen

07-2008 / Technische Änderungen vorbehalten.

**MEDITE** 

**MEDITE GmbH**

Wollenweberstr. 12

D-31303 Burgdorf/Germany

Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0

Fax +49 (0) 51 36/88 84-55

[www.medite-group.com](http://www.medite-group.com)

Ihr kompetenter Vertriebspartner:

**Made in Germany**